

# Alkohol tester - Návod na použitie

## Vysvetlivky

BAC: Koncentrácia alkoholu v krvi

0.05% BAC predstavuje 0.05g alkoholu v 100ml krvi

**Pred prvým použitím si starostlivo prečítajte návod na používanie.**

### **ALKOHOL TESTER JE URČENÝ VÝHRADNE NA ORIENTAČNÉ MERANIE ALKOHOLOU V DYCHU!**

- Alkohol tester indikuje možný obsah alkoholu v dychu.
- Alkohol tester by sa nemal používať ako jediné východisko na určenie intoxikácie a na rozhodnutie, či je bezpečné riadiť motorové vozidlá.

Výrobca, dovozca ani distribútor nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za poškodenie či škody spôsobené použitím tohto prístroja. Pamätajte, že konzumácia akéhokoľvek množstva alkoholu má vplyv na rýchlosť reakcie Vašich reflexov.

### **Charakteristika prístroja:**

1. Rozsah merania 0,00-0,19% BAC & 0,0-1,9 g/L
2. Zvukové upozornenie
3. Rýchly výsledok merania
4. Automatické vypnutie
5. 5 náustkov v balení
6. Možnosť pripnúť na kľúče
7. Napájanie: 2\*"AAA" batéria

### **Inštalácia batérií**

1. Otvorte priehradku na batérie na zadnej strane prístroja.
2. Vložte do priehradky 2ks batérií typu AAA (UM-4). Dbajte na správnu polaritu batérií. Tieto batérie nie sú súčasťou dodávky.
3. Zatvorte kryt priehradky na batérie.

Tester je napájaný 2ks batérií typu AAA. Pokiaľ tester nefunguje správne, batérie sú zrejme vybité.

Vymeňte batérie.

### **Použitie alkohol testera**

1. Stlačte a podržte 1x tlačidlo spínača. Alkohol tester sa zapne a ozve sa pípnutie.
2. Na displeji sa zobrazí nápis „WARM UP“ a začne sa odpočítavať čas zostávajúci do úplného pripravenia prístroja.

### **Upozornenie**

V prípade zmien okolného prostredia senzora prístroja sa prístroj nastavuje viackrát, celý proces nastavovania sa bude automaticky opakovať (1-3x).

3. Až bude prístroj pripravený na meranie, zobrazí sa na LCD displeji nápis „BLOW“ - teraz začnite fúkať do násadky.
4. Do násadky rovnomerne fúkajte po dobu 5-10 sekúnd.

### **Upozornenie**

Nevdychujte do prístroja dym z cigariet či výpary alkoholu ihneď po jeho konzumácii - mohlo by dôjsť k poškodeniu citlivého senzora prístroja.

Aby výsledok bol čo najpresnejší, alebo aby nedošlo k poškodeniu prístroja, odporúčame merať až po 20 minútach po konzumácii alkoholu či fajčení cigarety (cca 20 minút trvá, než sa alkohol dostane do krvi a dýchacích orgánov).

Kým prístroj opätovne použijete na testovanie, vyčkajte pred nasledujúcim použitím prístroja 3-5 minúty.

20 minút pred použitím nefajčite. Cigaretový dym by mohol poškodiť senzor prístroja.

Po chvíli sa vyhodnotí výsledok merania. Výsledok sa zobrazí na displeji v percentách a g/l.

### **Poznámka:**

JEDNOTKY g/l ZODPOVEDAJÚ JEDNOTKÁM PROMILE

Symbol „CAUTION“ = POZOR sa zobrazuje pre hodnoty:

0.02 - 0.05% = 0.20 - 0.50 g/l

Symbol „DANGER“ = NEBEZPEČENSTVO sa zobrazuje pre hodnoty:

- väčšie či rovnajúce sa 0.05% = 0.50 g/l

### **Upozornenie**

- Chráňte prístroj pred vlhkom a mokrom.
- Chráňte prístroj pred pôsobením extrémnych teplôt.
- Chráňte prístroj pred pôsobením priameho slnečného žiarenia.
- Prístroj neponárajte do vody.
- Chráňte prístroj pred pádmi, nárazmi či akýmkoľvek iným mechanickým poškodením.